

FICHA TÉCNICA

CAMILLA PORTÁTIL PARA MASAJES TIPO MALETÍN

CODIGO: 1

PROCEDENCIA: NACIONAL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La camilla portátil cuenta con **un sistema de plegado práctico** que permite convertirla fácilmente en un formato tipo maletín, **facilitando su almacenamiento** en espacios reducidos y su traslado sin esfuerzo. Ideal para profesionales que realizan atención domiciliaria o trabajan en distintos ambientes.
- Fabricada con una estructura reforzada que brinda **alta estabilidad** durante el uso, soportando el peso del paciente de manera uniforme. Su diseño asegura firmeza y seguridad incluso durante terapias prolongadas o técnicas de masaje de mayor presión.
- Incorpora un colchón acolchado de espuma de alta densidad que proporciona un **equilibrio óptimo** entre firmeza y confort. Tapizado con un recubrimiento en cuero sintético (PVC) para **resistir a líquidos, aceites y cremas**.
- **Incluye un apoyacabeza reclinable** que se adapta a la posición del paciente, proporcionando mayor comodidad cervical y permitiendo una correcta alineación durante los procedimientos. Cuenta con un orificio facial ofreciendo una posición cómoda para el paciente en tratamientos en decúbito prono, **reduciendo la tensión en cuello y rostro**.

PARAMETROS DEL PRODUCTO

	ABIERTO	CERRADO
ANCHO	60 CM	90 CM
LARGO	184 CM	30 CM
ALTO	78 CM	68 CM



CERTIFICADO POR:



Av. Grau 1119-Piura

966 712 930

Calle San Cristóbal 104-108-Piura

949 151 647

Av. Independencia 210-Castilla

979 691 023