

FICHA TECNICA Collarín Cervical Modelo Philadelphia

CODIGO: 1470

PROCEDENCIA: IMPORTADO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Es un dispositivo ortopédico de inmovilización cervical rígida**, desarrollado para proporcionar soporte y estabilidad en situaciones de trauma, procesos postquirúrgicos o lesiones de la columna cervical. Incorpora una abertura frontal que permite el acceso directo a la zona traqueal, facilitando procedimientos médicos como la traqueotomía sin retirar el collarín.
- **Tiene una Estructura rígida de dos piezas (anterior y posterior)**. Apertura frontal para procedimientos de traqueotomía. Cierre de velcro ajustable.
- **BENEFICIOS:** Brinda estabilización cervical eficaz en casos de trauma o inmovilización postquirúrgica.
- **Permite monitoreo o intervención** sobre la tráquea sin retirar el collarín. Ajuste cómodo y seguro para uso prolongado
- **Sistema de cierre con velcro ajustable**, que garantiza una sujeción firme, segura y personalizable según la talla del paciente, facilitando su colocación rápida en situaciones de emergencia.



PARAMETROS DEL PRODUCTO

- **Marca:** PHILADELPHIA
- **ALTO:** 18 CM
- **ANCHO:** 20 CM
- **LARGO:** 18 CM
- **COMPOSICION:** Espuma rígida y soporte de plástico termoformado.
- **TALLAS:** S-M-L

CERTIFICADO POR:



Av.Grau 1119-Piura

966 712 930

Calle San Cristóbal 104-108-Piura

949 151 647

Av.Independencia 210-Castilla

979 691 023



@Distribuidores_médicos



contacto@distribuidoresmedicosdm.com



www.distribuidoresmedicosdm.com