

FICHA TECNICA

glucómetro Nipro

CODIGO: 212

PROCEDENCIA: IMPORTADO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **El glucómetro Nipro, particularmente el modelo Premier Alpha, es un** equipo médico portátil diseñado para el monitoreo rápido y preciso de los niveles de glucosa en sangre, ideal para pacientes diabéticos y profesionales de la salud.
- **Funciona mediante tecnología electroquímica**, que permite obtener resultados confiables en pocos segundos utilizando una pequeña muestra de sangre capilar.
- **Requiere un volumen mínimo de muestra de aproximadamente 0.4 µL**, facilitando una medición más cómoda y menos dolorosa para el paciente.
- **Ofrece resultados rápidos en aproximadamente 5 segundos**, permitiendo un control inmediato de los niveles de glucosa para un mejor seguimiento del tratamiento.
- **Cuenta con pantalla digital LCD de fácil lectura**, donde se visualizan claramente los valores de glucosa, ayudando al usuario a interpretar rápidamente los resultados.
- **Posee memoria interna que almacena hasta 1,000 resultados**, permitiendo llevar un registro histórico del control glucémico con fecha y hora.

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Marca: Nipro

- **Modelo:** Premier Alpha
- **Método de medición:** Electroquímico
- **Tipo de muestra:** Sangre capilar fresca
- **Volumen de muestra:** 0.4 µL
- **Tiempo de resultado:** 5 segundos
- **Rango de medición:** 20 – 600 mg/dL
- **Memoria:** Hasta 1,000 resultados con fecha y hora
- **Promedios:** 7, 14, 30 y 90 días
- **Pantalla:** LCD digital
- **Fuente de alimentación:** 2 baterías CR2032
- **Temperatura de operación:** 5 °C – 45 °C
- **Humedad de operación:** 10 % – 90 %



CERTIFICADO POR:



Av.Grau 1119-Piura

966 712 930

Calle San Cristóbal 104-108-Piura

949 151 647

Av.Independencia 210-Castilla

979 691 023



@Distribuidores_médicos



contacto@distribuidoresmedicosdm.com



www.distribuidoresmedicosdm.com