

## FICHA TECNICA

Masajeador de 32 velocidades y 8 cabezales

CODIGO: 1534

PROCEDENCIA: IMPORTADO

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **El masajeador muscular de percusión Blueidea** es un equipo terapéutico diseñado para la **relajación muscular profunda**, alivio de contracturas, reducción de fatiga y recuperación post-ejercicio, ideal para uso personal, deportivo y terapéutico.
- **Funciona con un sistema de percusión de alta potencia y 32 velocidades ajustables**, permitiendo adaptar la intensidad del masaje según la zona del cuerpo, el nivel de sensibilidad y la necesidad del usuario.
- **Incluye 8 cabezales intercambiables**, diseñados para trabajar diferentes grupos musculares (cuello, espalda, hombros, brazos, piernas y zona lumbar), ofreciendo un tratamiento más preciso y personalizado.
- **Incorpora un motor brushless silencioso de alto rendimiento**, apto para sesiones prolongadas, que proporciona un masaje potente con bajo nivel de ruido, garantizando comodidad durante su uso en cualquier entorno.
- **Cuenta con batería recargable de litio y pantalla digital**, que permite visualizar el nivel de velocidad y controlar fácilmente el equipo, ofreciendo portabilidad, autonomía y facilidad de uso en el día a día.

### PARAMETROS DEL PRODUCTO



- **Marca:** Blueidea
- **Rangos de Frecuencia / Percusión:** aprox. 1200–3200 RPM (según velocidad seleccionada)
- **Cabezas Intercambiables:** 8 unidades
- **Dimensiones Aproximadas:**
  - Largo: 170 mm
  - Ancho: 51 mm
  - Altura: 202 mm
- **Peso Neto Aproximado:** 0.6 – 0.7 kg
- **Tiempo de Carga de Batería:** 2 – 3 horas

CERTIFICADO POR:



Av.Grau 1119–Piura

966 712 930

Calle San Cristóbal 104–108–Piura

949 151 647

Av.Independencia 210–Castilla

979 691 023



@Distribuidores\_médicos



contacto@distribuidoresmedicosdm.com



www.distribuidoresmedicosdm.com