

## FICHA TECNICA

### Medidor de colesterol misión

CODIGO: 3184

PROCEDENCIA: IMPORTADO

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El medidor de colesterol Mission es un equipo de diagnóstico rápido diseñado para la medición precisa de colesterol total, ideal para uso domiciliario, consultorios, campañas de salud y centros médicos, permitiendo un control oportuno del perfil lipídico del paciente.
- Diseñado con una estructura compacta y liviana, facilita su manipulación y transporte, brindando estabilidad durante la medición y un uso cómodo tanto para profesionales de la salud como para usuarios particulares.
- Utiliza tecnología electroquímica avanzada, que garantiza resultados confiables a partir de una pequeña muestra de sangre capilar, obtenida mediante punción en el dedo, reduciendo molestias al paciente.
- Ofrece resultados rápidos y fáciles de interpretar, mostrándolos claramente en su pantalla digital LCD, lo que permite una evaluación inmediata y apoyo en el seguimiento clínico o preventivo.
- Cuenta con un sistema de operación sencillo, ideal para controles frecuentes, sin requerir procedimientos complejos ni calibraciones complicadas, optimizando tiempo y eficiencia en la atención.



### PARAMETROS DEL PRODUCTO

- **Marca:** Mission - Kabla
- **Tipo de equipo:** Medidor digital de colesterol total
- **Método de medición:** Electroquímico de alta precisión
- **Tipo de muestra:** Sangre capilar (punción en el dedo)
- **Tiempo de resultado:** Aproximadamente 2 minutos
- **Rango de medición:** 100 – 400 mg/dL
- **Pantalla:** LCD digital de fácil lectura
- **Uso recomendado:** Domiciliario y profesional

**CERTIFICADO POR:**



Av.Grau 1119-Piura

**966 712 930**

Calle San Cristóbal 104-108-Piura

**949 151 647**

Av.Independencia 210-Castilla

**979 691 023**



@Distribuidores\_médicos



contacto@distribuidoresmedicosdm.com



www.distribuidoresmedicosdm.com