

FICHA TECNICA

SILLA DE RUEDAS 5 en 1

CODIGO: 3264

PROCEDENCIA: IMPORTACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La **silla de ruedas 5 en 1 con respaldo reclinable hasta 180 ° y frenos** está diseñada para brindar movilidad, higiene y confort a personas con movilidad reducida, pacientes en rehabilitación o adultos mayores que requieren apoyo constante en sus actividades diarias, mejorando la postura y la comodidad durante períodos prolongados de uso.
- Incorpora un **asiento sanitario con recipiente removible**, permitiendo su uso como silla inodoro, facilitando la higiene personal y reduciendo la necesidad de traslados al baño.
- Incluye una **mesa frontal desmontable**, ideal para la alimentación, lectura o terapias, aportando mayor funcionalidad y autonomía al usuario. Equipada con **reposapiés traumatológicos ajustables**, que ofrecen mayor confort y permiten una correcta posición de las piernas, reduciendo la fatiga y la presión en extremidades inferiores.
- Cuenta con **ruedas delanteras giratorias gruesas de 8" y ruedas traseras de 24" de mayor tamaño**, que facilitan el desplazamiento suave y estable tanto en interiores como en superficies lisas Y **frenos de seguridad en las ruedas**, brindando mayor control y estabilidad durante transferencias, uso sanitario o reposo del usuario. Los **reposabrazos integrados desmontables** facilitan las transferencias laterales y aportan mayor seguridad durante el uso diario.



PARAMETROS DEL PRODUCTO

- **Reposapiés:** traumatológicos
- **Reposabrazos:** Fijos / acolchados
- **Ruedas delanteras:** Giratorias
- **Ruedas traseras:** Grandes para autopropulsión
- **Frenos:** Manual en ruedas traseras.
- **Capacidad máxima de carga:** 100 – 120 kg aprox.
- **Ancho del asiento:** ≈ 45 cm
- **Ancho total:** ≈ 60 – 65 cm
- **Altura del respaldo:** ≈ 40 – 45 cm.

CERTIFICADO POR:



Av.Grau 1119-Piura

966 712 930

Calle San Cristóbal 104-108-Piura

949 151 647

Av.Independencia 210-Castilla

979 691 023



@Distribuidores_médicos



contacto@distribuidoresmedicosdm.com



www.distribuidoresmedicosdm.com