

FICHA TECNICA

SILLA SANITARIA CON RUEDAS

CODIGO: 1593

PROCEDENCIA: IMPORTACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La silla sanitaria con ruedas está fabricada con **estructura de aluminio liviano de alta resistencia**, proporcionando estabilidad y durabilidad sin comprometer la facilidad de manejo. Diseñada para un **uso práctico y seguro**, permite su utilización como inodoro portátil para personas con dificultad para desplazarse hasta el baño.
- Incorpora un **asiento sanitario con orificio central**, facilitando la correcta higiene del usuario durante su uso. Cuenta con un **balde sanitario removible con tapa**, permitiendo una limpieza rápida y eficiente, manteniendo condiciones adecuadas de higiene.
- Equipada con **reposabrazos ergonómicos**, que facilitan el apoyo al momento de sentarse o incorporarse, brindando mayor seguridad al usuario.
- Incluye **patas con regatones de goma antideslizante**, que proporcionan mayor estabilidad y evitan deslizamientos durante su uso, Su diseño está orientado a **uso domiciliario, clínico y de rehabilitación**, adaptándose a diferentes necesidades del paciente.
- Cuenta con un **respaldo ergonómico** diseñado para brindar un soporte adecuado a la espalda, favoreciendo una postura cómoda y segura durante su uso.
- Incorpora **ruedas giratorias** que permiten un desplazamiento suave y práctico, facilitando el traslado. Además, está equipada con **frenos de seguridad en las ruedas**, los cuales proporcionan mayor estabilidad y control, evitando movimientos involuntarios y garantizando un uso más seguro.



PARAMETROS DEL PRODUCTO

- **Asiento Acolchado** con abertura sanitaria
- Balde sanitario: Extraíble con tapa
- Brazos: Fijos
- Patas con ruedas y frenos
- Capacidad de carga: 220kg.

CERTIFICADO POR:



Av.Grau 1119-Piura

966 712 930

Calle San Cristóbal 104-108-Piura

949 151 647

Av.Independencia 210-Castilla

979 691 023