

FICHA TÉCNICA

TENSIOMETRO DIGITAL OMRON

CODIGO: 1610

PROCEDENCIA: IMPORTACION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El tensiómetro Omron permite realizar la **medición automática de la presión arterial**, mostrando de manera clara los valores de presión sistólica, diastólica y pulso, facilitando un control confiable y oportuno de la salud cardiovascular en el hogar o en entornos de apoyo clínico.
- Diseñado para un **manejo sencillo e intuitivo**, cuenta con una interfaz clara y botones de fácil acceso, lo que reduce errores durante la medición y lo hace ideal tanto para usuarios nuevos como para adultos mayores.
- Incorpora un **brazalete ergonómico ajustable**, diseñado para adaptarse cómodamente al brazo del usuario, asegurando una correcta colocación que contribuye a obtener mediciones más precisas y confiables.
- Equipado con una **pantalla digital amplia y de alta visibilidad**, permite visualizar los resultados de forma clara y legible, incluso para personas con dificultades visuales, facilitando la lectura inmediata de los valores obtenidos.
- Cuenta con **tecnología de detección de latidos irregulares (arritmias)**, alertando al usuario durante la medición y contribuyendo a un mejor seguimiento de la salud cardiovascular.



PARAMETROS DEL PRODUCTO

- Rango de medición de presión: 0 – 299 mmHg
- Rango de medición de pulso: 40 – 180 latidos por minuto
- Exactitud de presión: ± 3 mmHg
- Exactitud de pulso: ± 5 % del valor leído

CERTIFICADO POR:



Av.Grau 1119-Piura

966 712 930

Calle San Cristóbal 104-108-Piura

949 151 647

Av.Independencia 210-Castilla

979 691 023